

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Бинт PLUM QUICKSOFT
(син, бежов, черен)

1. Идентифициране на продукта и компанията

1.1. Идентификатор на продукта и предназначение.

Търговско наименование: Бинт Plum QuickSoft

Предназначение: Предназначен за защита на пръстите и други стави.

Срок на валидност: Отпечатано на ролката хартия.

1.2. Данни за доставчика на информационния лист

Производител

Компания: Plum Safety ApS

Адрес: Mandelalleen 1

Пощенски код: 5610

Град: Assens

Държава: ДАНИЯ

Електронна поща: info@plum.eu

Телефон: +45 6916 9600

Факс: +45 6916 9630

1.3 Законодателна информация

Обща информация: Тъй като изделията са медицински изделия от клас I съгласно Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. относно медицинските изделия, касаещи медицинските изделия. Не участва нотифициран орган. За медицинските изделия не се изисква информационен лист за безопасност.

2. Обща информация за продукта

Физични свойства и състав:

	Синьо	Черно	Бежов
Материал	60 % полиестерна полиуретанова пяна 40% синтетичен латекс	60 % полиестерна полиуретанова пяна 40% синтетичен латекс	60 % полиестерна полиуретанова пяна 40% синтетичен латекс
Здравословни ефекти	Може да предизвика дразнене на кожата	Може да предизвика дразнене на кожата	Може да предизвика дразнене на кожата.
Физически и химически Имоти	Температура на запалване 470 ⁰ C	Температура на запалване 470 ⁰ C	Температура на запалване 470 ⁰ C
Първична опаковка (торбичка)	Опаковани с 2 слоя хартия	Опаковани с 2 слоя хартия	Опаковани с 2 слоя хартия
Размери	5,5 cm x 5 m	5,5 cm x 5 m	5,5 cm x 5 m
Функционална функция	Без латекс Лесно откъсване Кохезивни/самозалепващи се	Без латекс Лесно откъсване Кохезивни/самозалепващи се	Без латекс Лесно откъсване Кохезивни/самозалепващи се

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Бинт PLUM QUICKSOFT
(син, бежов, черен)

3. Странични ефекти и неправилно функциониране

**Странични ефекти и
неизправности:**

Тъй като продуктът не е стерилен, той не трябва да се използва при големи рани и кожни заболявания без подходяща стерилна превръзка. Този продукт има известна еластичност, поради което изисква подходящ натиск и няколко слоя при завързване или фиксиране. Не трябва да е прекалено стегнат или прекалено хлабав. Твърде стегнатото ще причини дискомфорт или нежелани реакции на потребителя, като например локална исхемия. Твърде хлабавото пристягане няма да задържи превръзката на място или да я уovie ефективно.

Продуктът е предназначен за защита на пръстите и други стави. Ако се появят странични ефекти или неизправности, моля, съобщете за тях на Plum Safety ApS, info@plum.eu или на телефон +45 6471 2112, за да бъдат предприети необходимите коригиращи мерки.

Сериозните нежелани ефекти винаги трябва да се съобщават на съответния компетентен орган.

4. Съхранение

Съхранение:



Температура на съхранение



Съхранявайте
на сухо



Да се пази от
слънчева светлина

Срок на годност:

3 години от датата на производство.

5. Друга информация

История на версиите и индикация на промените

Версия	Дата на преразглеждане	Отговорно	Промени
1.0	14-02-2024	LBH	

Друга информация

Допълнителна информация можете да получите, като се свържете с info@plum.eu или на телефон +45 6471 2112.

TDS, изготвен от:

Компания: Plum Safety ApS
Адрес: Mandelalleen 1
Пощенски код: 5610
Град

Държава: Assens
Електронна поща: info@plum.eu
Телефон: +45 6916 9600
Факс: +45 6916 9630

Език на документа: Български език